

Lista de Compatibilidades entre Humidificadores/ Dispositivos

Neste suplemento são especificados os dispositivos compatíveis com os humidificadores da ResMed. Para obter informações completas em relação à utilização correcta destes dispositivos, consulte os respectivos Manuais do Utilizador.

Dispositivo	Humidificador	Humidificadores Passivos		Humidificadores Aquecidos				
		Passover	HumidAire 2iC™	HumidAire 2i™	HumidAire 3i™ H3i Plus™	H4i™	H4i™ para Stellar	H5i™
	AutoSet CS™ 2		✓	✓				
	AutoSet™ CS (S9)							✓
	AutoSet Spirit™	✓	✓	✓				
	Auto 25 (S9)							✓
	Série S7™	✓	✓	✓				
	S8 AutoScore™							
	S8 AutoSet Vantage™				✓	✓		
	S8 AutoSet Spirit™							
	S8 Escape™							
	S8 Lightweight™	✓			✓	✓		
	S8 Escape™ II				✓	✓		
	S8 Elite™ II							
	S8 AutoSet™ II				✓	✓		
	S8 AutoSet Spirit™ II							
	S9 AutoSet™ / S9 Elite™							✓
	S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto							
	Série VPAP™ III	✓	✓	✓				
	VPAP™ III ST-A com QuickNav		✓	✓				
	VPAP™ Adapt SV		✓	✓				
	VPAP™ Adapt (S9)							✓
	VPAP™ Auto				✓	✓		
	VPAP™ Auto (S9)							✓
	VPAP™ S (S9)							
	VPAP™ ST (S9)							
	VPAP™ Auto 25							
	VPAP™ ST					✓		
	VPAP™ IV							
	VPAP™ Tx			✓				
	VPAP Malibu™			✓				
	Stellar™						✓	

Nota: alguns dispositivos não se encontram disponíveis em certas regiões.